

 ОРТОДОН

КОМПЛЕКС  
УПРАЖНЕНИЙ  
НА МОДУЛЬНЫХ  
КОВРИКАХ



## «Дорогие друзья!

Мы гордимся тем, что уже более 15 лет Вы доверяете нам самое дорогое – Ваше здоровье, здоровье Ваших близких, комфорт.

Основой наших достижений являются отличная команда, международное сотрудничество и постоянные инновации. Мы объединяем лучших в своей области специалистов и совершенствуем качество нашей продукции. Я искренне благодарю Вас за проявленный интерес к нашей компании!»

С уважением, генеральный директор Владимир Владимирович Бутко и команда ОРТОДОН.

Очень полезно хождение босиком по естественным грунтовым дорожкам (траве, песку, гальке и др.) в тёплое время года, если есть такая возможность. А если нет, то природную дорожку заменят модульные коврики ОРТОДОН – это коврики-пазлы в виде камней, травы разной жёсткости и шипов, которые можно использовать в домашних условиях круглый год.

Занятия рекомендуется проводить с детьми в игровой форме, с музыкальным и стихотворным сопровождением.

## «ПЕРВЫЕ ШАГИ»

**Понадобится:**

4 коврика ОРТОДОН  
«Камешки». Сложите  
коврики в виде тропинки.

**Упражнение:**

На одном конце тропинки положите игрушки и попросите ребёнка принести их вам, проходя только по ней обычным шагом; наступая на каждый коврик, чередуя ноги (2 раза); потоптавшись на каждом коврике (по 10 шагов); боковой ходьбой мелкими приставными шагами (2 раза). Длительность ходьбы 5-10 минут.



- ➊ При правильной ходьбе стопы расставлены нешироко и двигаются параллельно.



## «ТИК-ТАК»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Черепашка», «Островок».

**Упражнение:**

Исходное положение – стоя на вершине ковриков, стопы параллельно, поочерёдно поднимаем и отводим ногу в сторону, опираясь то на одну, то на другую стопу, сохраняя равновесие (12-20 раз).



## «ЧАСИКИ»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Ёлочка».

**Упражнение:**

Ходьба по следам с поочерёдным поднятием и отведением прямой ноги в сторону, постоять на опорной ноге 5 секунд и продолжить движение по дорожке (4-6 раз).



## «СЕЛИ-ВСТАЛИ»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Черепашка», «Островок», «Волна».

**Упражнение:**

Исходное положение – стоя на вершине коврика, стопы параллельно, руки на поясе, приседание (6-10 раз). Усложнением будет вариант приседания с опорой на наружный свод стоп.



## «ТРОПА ЗДОРОВЬЯ»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Шипы»,  
«Шишки», «Жёлуди», «Волна»,  
«Лесенка», «Ёлочка»,  
«Черепашка», «Камешки», «Трава»,  
«Камни», «Островок», «Колючки»,  
«Льдинки».

Сложите коврики в следующем порядке: «Трава», «Шипы», затем коврики чередуем: мягкий, жёсткий.

**Упражнение:**

Обычная ходьба по коврикам вперёд-назад (4 раза); обычная ходьба на месте на каждом коврике (по 10 шагов); ходьба с высоким подниманием коленей, наступая на каждый коврик (2 раза); боковая ходьба приставным шагом (2 раза); ходьба перекрёстным шагом (2 раза); ходьба с разворотом ступней вовнутрь (2 раза), с разворотом ступней наружу (2 раза).



## «ТРУСЛИВЫЙ ЗАЙЦ»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Трава»,  
«Шипы», «Камешки»,  
«Шишки», «Островок»,  
«Льдинки».

**Упражнение:**

Исходное положение - стоя на коврике, стопы параллельно. Присесть, не отрывая ступней, наклониться вперёд, обнимая руками голень, опустить голову. Вернуться в исходное положение (4-6 раз).

## «БАБОЧКА»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН

«Черепашка», «Островок».

**Упражнение:**

Исходное положение – стопы поставить на наружные края ковриков (если ребёнок маленький, то можно встать на один коврик двумя стопами), стопы развернуты с акцентом на наружный свод.

Стояние в этом положении на счёт 10, затем стоя в том же исходном положении, поднимать руки через стороны вверх, через стороны вниз (6-10 раз), повторить 2-3 раза.



## «КАЧЕЛИ»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Трава»,  
«Камешки», «Колючки»,  
«Жёлуди».

**Упражнение:**

Исходное положение - стоя на коврике, стопы параллельно. Перекаты с носка на пятку (по 10-16 раз на разных ковриках).

## «ВАЖНАЯ ЦАПЛЯ»

Понадобится:

Коврик ОРТОДОН «Трава»  
мягкий, «Шипы»,  
«Льдинки», «Камешки»,  
«Шишки», «Островок».

Упражнение:

Исходное положение -  
стоя на коврике, стопы  
параллельно.

Поднимать прямую ногу  
вперёд, носок тянуть от себя  
(4-6 раз каждой ногой);  
ступней наружу (2 раза).



## «ВЕЛИКАН И ГНОМИК»

Понадобится:

Коврик ОРТОДОН «Трава»,  
«Камешки», «Шипы».

Упражнение:

Исходное положение - стоя  
на коврике «на носках», стопы  
параллельно (великан).  
Полуприседания «на носках»  
(гномик), колени слегка  
разведены в стороны, руки  
вытянуты вперед (6-8-10 раз).





## «МОРЕПЛАВАТЕЛИ»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Волна».

Сложите рисунок ковриков поперёк, чтобы напоминали неспокойное море.

**Упражнение:**

Поперечная обычная ходьба, наступая на каждую «волну» (4 раза); поперечная ходьба с высоким поднятием коленей, через «волну» (4-6 раз); топтание на каждой «волне» (6-8 раз); боковой приставной шаг в разных направлениях, через «волну» (4-6 раз); прыжки через «волну» (4 раза).

## «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Волна».

**Упражнение:**

Различные виды ходьбы вдоль по выпуклым поверхностям 2-х «волн»: обычная ходьба вперёд-назад (4-6 раз); ходьба с высоким поднятием коленей (4-6 раз); обычная ходьба с приседанием, шаг – присед (4 раза); «гусиная ходьба» (4 раза); ходьба по наружному краю «волн», опора на наружный край стоп (как медвежонок) (4-6 раз); ходьба вдоль одной «волны», затем вдоль другой (4-6 раз).



## «ВЕСЁЛЫЙ МЯЧИК»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Шипы»,  
«Трава», «Камни» жёсткий.

**Упражнение:**

Исходное положение - стоя на коврике, стопы параллельно. Прыжки «на носках» поочередно на ковриках «Трава», «Шипы» (6-10 раз); ходьба с высоким подниманием коленей по коврику «Камни» жёсткий (10 раз). Повторить в 2-3 подхода.



## «ПАРОВОЗИК»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Ёлочка». Коврики сложить в дорожку: левый, правый и т.д.

**Упражнение:**

Ходьба по следам с выпрямленными в коленях ногами, повторите это задание с ребёнком 4-6 раз, а затем попросите его пройти точно также, но уже не по коврикам, чтобы закрепить данное упражнение.

## «ДРАКОША-ПУТЕШЕСТВЕННИК»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Ёлочка».

**Упражнение:**

Ходьба по следам с разведёнными в стороны ступнями, ноги согнуты в коленях и тоже разведены в стороны (4-6 раз). Затем пройти точно также, но уже не по коврикам, чтобы закрепить данное упражнение.




## «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Ёлочка».

**Упражнение:**

Исходное положение – стоя на коврике, стопы на следы. Сохраняя правильное положение стоп, постоять 10-15 секунд, ноги при этом в коленях не сгибать, затем перейти на следующие коврики и выполнить то же самое пока не закончится дорожка.



## «ВЕСЁЛЫЙ ЛЯГУШОНОК»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Ёлочка».

**Упражнение:**

Прыжки на ковриках с разведёнными стопами, останавливаясь на следах (4-6 раз).

## «ТАНЦЮЩИЙ МЕДВЕЖОНОК»

**Понадобится:**

Коврик ОРТОДОН «Трава»  
мягкий, «Шипы», «Островок»  
мягкий, «Черепашка».

**Упражнение:**

Исходное положение - стоя на коврике, стопы параллельно. Опора на наружный край стоп (как медвежонок) топтание на коврике на одном месте, вокруг себя, то в одну сторону, то в другую (по 10 раз).



# ОРТОДОН

## Рекомендации по уходу за модульными ковриками:

Санитарная обработка модульного коврика производится 3% растревом перекиси водорода или мыльно-содовым раствором. Температура воды не выше 35 °C.

После обработки изделие протирается, сушится вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей.

Запрещается использование абразивных чистящих средств.

Не использовать в посудомоечной и стиральной машинах.

Комплекс разработан  
инструктором  
по физическому воспитанию  
Федотовой Ириной Алексеевной.



Разработано компанией  
«ОРТОДОН»  
(863) 303 21 01  
[www.ortoopt.ru](http://www.ortoopt.ru)  
[www.massagematortodon.com](http://www.massagematortodon.com)

